



BETTENLIFT

BL-160



Nordland Healthcare ApS
For welfare & dignity

www.nordland-healthcare.dk
(+45) 9631 2020 / healthcare@nordland.dk

Nordland Healthcare ApS hat in Zusammenarbeit mit Aalborg Universitätsklinikum und dem Entwicklungszentrum One-Stop-Shop einen Bettenlift entwickelt.

Dieser Bettenlift kann Krankenhausbetten vom Boden heben – womit das Säubern und Herrichten von Betten direkt auf der Station erfolgen kann und auf eine Art und Weise, welche am einfachsten und komfortabelsten ist für die Angestellten.

Anders gesagt ist dies eine Lösung die drastische Verbesserungen des Arbeitsplatzes mit sich führt und gleichzeitig eine große Menge Zeit einspart, welche für andere Zwecke verwendet werden kann.

Der Bettenlift ist nicht nur für Krankenhäuser interessant, sondern kann auch in vielen anderen Teilen des Gesundheitssektors angewandt werden, wie zum Beispiel in Altenheimen.

Der Bettenlift wurde in der Region Nord Jylland mit guten Resultaten getestet und ist nun klar auf den Markt einzuziehen.

Kontaktieren Sie uns um mehr zu erfahren
(+45) 96312020/healthcare@nordland.dk

Nordland Healthcare ApS

Kummerowsvej 3

9400 Nørresundby

Vorteile:

Der Bettenlift ermöglicht es Betten direkt in den Zimmern zu säubern, wodurch unnötiger Transport zwischen Abteilungen vermieden werden kann.

Das resultiert unter anderem in einer Entlastung der Fahrstühle, weil diese nicht für den Transport von leeren Betten benutzt werden müssen.

Ein anderer positiver Effekt ist, dass durch das Säubern der Betten direkt auf den Stationen, der Transport von unsauberen Betten durch das Krankenhaus vermieden wird, welches das Risiko für Kontamination minimiert.


Am Aalborg Universitätsklinikum wo der Bettenlift getestet worden ist und weiterhin benutzt wird, wurden die folgenden positiven Vorteile während der Benutzung festgestellt:

- Man vermeidet/minimiert das Herumfahren von unsauberen Betten durch das Krankenhaus
- Mehr saubere Betten sind verfügbar, welches dazu führt, dass Falck nicht mit einem Patienten auf einer Bahre warten muss bis ein sauberes Bett ankommt.
- Arbeitsabläufe auf den verschiedenen Stationen werden verbessert, weil das Personal nicht so oft Betten hin- und herbewegen muss.
- Tests haben gezeigt, dass durch das Säubern von Betten direkt auf den Stationen durch die reduzierten Fahrtzeiten pro Bett im Schnitt 7 Minuten eingespart werden können.
- Die Benutzung des Bettenlifts zum Säubern von Betten auf den Stationen reduziert den Transport von Betten, welches sowohl die Abnutzung der Betten als auch die Anzahl der Fahrstuhlfahrten reduziert.

BETTENLIFT

TECHNISCHE DATEN

- Breite/Länge 600mm
- Regaltiefe 230mm Breite 520mm (2 Stk.)
- Hebehöhe von 720 – 1620mm
- Stromversorgung 230V 50Hz, 300W
- Eingebaute Batterien 10Ah (ca. 40 Hebungen)
- Gewicht 24/20kg
- Kabellänge 4 Meter
- Feststellbare Räder



Nordland Healthcare ApS
For welfare & dignity

www.nordland-healthcare.dk
(+45) 9631 2020 / healthcare@nordland.dk